

Phosphate Test Strips

Bandelettes de test pour la détermination de la concentration de phosphates.
Simple et rapide d'utilisation.

Utilisation

Fonction du produit : analyse de l'eau

Les bandelettes Phosphate Test Strips permettent une analyse de l'eau de la piscine simple et rapide. Elles mesurent la concentration de phosphates grâce à des réactifs appropriés apposés sur des languettes.

Description du produit

Bandelettes à usage unique.

Un tube contient 10 bandelettes d'analyse.

Mode d'emploi

- Remplir le tube à essai à 10 ml.
- Courber la bandelette (ne pas la plier), coussinets vers l'intérieur, puis la placer dans le bouchon.
- Boucher le tube avec la bandelette dans le bouchon.
- Renverser-le doucement 5 fois, de sorte que la bulle d'air se déplace de haut en bas.

- Placer la base du tube ouvert sur la zone de test (test tube area) pour comparer avec la carte couleur (colour chart), en regardant par dessus.

Recommandations : il est nécessaire d'analyser l'eau de la piscine chaque semaine.

Concentration de phosphates : la valeur optimale se situe entre 0 et 100 ppb ou entre 0 et 0,1 mg/L.

Note: 100 ppb correspond à 0,1 mg/L.

Avertissements : Conserver toujours le tube bien fermé. Protéger le tube de l'humidité. Conserver dans un endroit frais.



Réf : 328812

Conditionnement : tube de 10 bandelettes



Avantages :

- 1 Utilisation facile
- 2 Résultat rapide
- 3 À utiliser en association avec Nophos, pour une élimination des phosphates présents dans l'eau

Confort

Information / Utilisation

- **Lieu d'utilisation** : dans le bassin
- **Fréquence d'utilisation** : toutes les semaines